

Ordine

Preventivo

Conto visione

Reinviare a ufficio commerciale:  
commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467Meywalk 2000 NEW

Rivenditore

Valutazione eseguita da:  
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

meyland-smith  
mobility and more**A PARTIRE DA 2.270,00 € + IVA**

Riconducibilità per omogeneità funzionale a:  
**Stabilizzatore deambulator in posizione eretta**  
**codice ISO: 03.78.09.003**

Aggiuntivi

Dispositivo di freno (paio)

Sostegno per arto superiore (paio)

Divaricatore

codice ISO: 03.48.21.201

codice ISO: 03.48.21.204

codice ISO: 03.48.21.207

Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

## Telaio

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
MW104500	MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Small - VERDE (lunghezza interna gamba 48-66 cm)	Pz.	1.870,00 €
MW104175	MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Medium - BLU (lunghezza interna gamba 62-86 cm)	Pz.	2.160,00 €
MW104173	MEYWALK 2000 NEW, telaio misura Large - BLU (lunghezza interna gamba 76-100 cm)	Pz.	2.160,00 €

## Anello toracico

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
M011101	Anello toracico Ø 70 cm	Pz.	375,00 €
M011105	Anello toracico Ø 90 cm	Pz.	375,00 €
M011109	Anello toracico Ø 105 cm	Pz.	375,00 €
M011113	Anello toracico Ø 120 cm	Pz.	375,00 €
M011118	Anello toracico Ø 130 cm	Pz.	375,00 €

## Molle

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
M104291	Molle bianche con portata da 20 a 45 kg	Pz.	25,00 €
M104292	Molle gialle con portata da 45 a 65 kg	Pz.	25,00 €
M104293	Molle blu con portata da 65 a 80 kg	Pz.	25,00 €
M104294	Molle rosse con portata oltre 80 kg	Pz.	25,00 €


## Accessori

Articolo	Descrizione	U.M.	Imponibile
M104023	Dispositivo anti-retromarcia per mis. S, M, L	Pa	200,00 €
M104530	Divisorio per le gambe per mis. S	Pz.	352,00 €
M104044	Divisorio per le gambe per mis. M, L	Pz.	352,00 €
M104110	Kit di riduzione altezza ( - 8 cm)	Pa	74,00 €
M104515	Regolazione della resistenza sui freni posteriori per mis. S	Pa	126,00 €
M104166	Regolazione della resistenza sui freni posteriori per mis. M, L	Pa	126,00 €
M104167	Ruote antiribaltamento per mis. S, M, L	Pa	158,00 €
M104525	Guide esterne per i piedi per mis. S	Pa	280,00 €
M104168	Guide esterne per i piedi per mis. M, L	Pa	280,00 €


La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.06.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/meywalk-2000](http://www.medimec.it/meywalk-2000).

M104179	Impugnatura anteriore senza seduta per mis. S, M, L	Pz	163,00 €
M104215	Supporti per le anche per mis. S, M, L	Pa	390,00 €
M104510	Ruote ant. con blocco direzionale per mis. S (in conf. iniziale)	Pa	90,00 €
M104511	Ruote ant. con blocco direzionale per mis. S (accessorio)	Pa	142,00 €
M104996	Ruote ant. con blocco direzionale per mis. M, L (in conf. iniziale)	Pa	95,00 €
M104997	Ruote ant. con blocco direzionale per mis M, L (accessorio)	Pa	195,00 €

## Deambulatori

Passo 1: misurazione  
altezza dell'inguine

Determinare l'altezza dall'inguine a terra, per impostare la relativa altezza della seduta. Nel caso in cui l'utente sia seduto in carrozzina consigliamo di utilizzare un metro flessibile e rilevare due misure: bacino-ginocchio, ginocchio-tallone.

Passo 2: misurazione  
circonferenza toracica

Utilizzando un metro flessibile, prendere la circonferenza del torace posizionandolo sotto le braccia (come da figura).

Nota: la misura indicata corrisponderà alla circonferenza interna dell'anello toracico.

Passo 3: misurazione  
del peso corporeo

Nota: il peso rilevato determina la scelta del tipo molla

Misura rilevata: \_\_\_\_\_ cm      Misura rilevata: \_\_\_\_\_ cm      Peso rilevato: \_\_\_\_\_ kg

## Come effettuare le regolazioni del deambulatorio

- 1) Regolare l'altezza dell'anello toracico
- 2) Regolare l'altezza della seduta
- 3) Regolare la profondità della seduta
- 4) Regolare l'inclinazione dell'impugnatura anteriore

Tabella riepilogativa componenti					
	Meywalk 2000 Small	Meywalk 2000 Medium	Meywalk 2000 Large	Meywalk 4 Medium	Meywalk 4 Large
Altezza sella	48-66 cm	62-86 cm	76-100 cm	62-87 cm	83-106 cm
Portata max.	100 kg	100 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Molla (colore)					
20-45 kg <i>bianco</i>	si	si	si	si	si
45-65 kg <i>giallo</i>	si	si	si	si	si
65-80 kg <i>blu</i>	si	si	si	si	si
oltre 80 kg <i>rosso</i>	si	si	si	si	si
Anello toracico					
70 cm	si	-	-	si	si
90 cm	si	si	si	si	si
105 cm	si	si	si	si	si
120 cm	-	si	si	si	si
130 cm	-	si	si	si	si

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 15.06.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su [www.medimec.it/meywalk-2000](http://www.medimec.it/meywalk-2000).