


TABELLA A						
Locali	DESTINAZIONE D'USO	CLASSE GMP	Frequenza	Ditta esecutrice	Data programmata	Data inizio attività
CONTROLLI SICUREZZA ELETTRICI ATTREZZATURE						
Frigoriferi - Congelatore - Cappe - Preparatore 1 - 3 - 4 - 8	Laboratori 1 - 3 - 4 - 8 - 12 (blocco 2 PR)		annuale		ottobre	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE (controlli funzionali e tarature)						
FRIGORIFERI E CONGELATORE 3 - 8	Laboratori 3 - 8 - 12 (blocco 2 PR)		annuale		ottobre	
CAPPE 1 - 4	Laboratori 1 - 4	A	semestrale		marzo	
CAPPE 1 - 4	Laboratori 1 - 4	A	semestrale		ottobre	
Preparatore 4	Laboratorio 4		annuale		ottobre	
CONVALIDA ATTREZZATURE						
FRIGORIFERI E CONGELATORE 3 - 8	Laboratori 3 - 8 - 12 (blocco 2 PR)		annuale		ottobre	
CAPPE 1 - 4	Laboratori 1 - 4	A	semestrale		marzo	
CAPPE 1 - 4	Laboratori 1 - 4	A	semestrale		ottobre	
Preparatore 4	Laboratorio 4		annuale		ottobre	
CONVALIDA AMBIENTI (contaparticellare - microbiologico - fisico)						
10	Corridoio	N.C.	/			
148	Deposito sporco	N.C.	/			
9	Ufficio	N.C.	/			
8	Locale frigo	N.C.	/			
6	Magazzino	N.C.	/			
1	Laboratorio Terapie 1	B	semestrale			
178	Filtro	D	annuale			
2	Filtro	C	Annuale			
151	Filtro	B	semestrale			
/	Pass Box 1 (tra Lab. Terapie 1 e Controllo)	B	semestrale			
/	Pass Box 2 (tra Lab. Terapie 1 e Controllo)	B	semestrale			
4	Laboratorio Terapie 2	B	semestrale			
179	Filtro	D	annuale			
5	Filtro	C	Annuale			
180	Filtro	B	semestrale			
/	Pass Box 3 (tra Lab. Terapie 2 e Controllo)	B	semestrale			
/	Pass Box 4 (tra Lab. Terapie 2 e Controllo)	B	semestrale			
3	Zona Controllo	D	annuale			
184	Filtro Zona Controllo	D	Annuale			
PARETI E IMPIANTI						
VEDERE QUANTO INDICATO AL CAPITOLO 2 DEL CAPITOLATO TECNICO.						



Descrizione Attrezzatura	inventario	matricola	locale
Cappa Biologica marca AHSI modello MaxiSafe 2030I 1.2	666332	42590981	Loc. 1 – Lab. Terapie
Cappa Biologica marca AHSI modello MaxiSafe 2030I 1.2	666334	42834783	Loc. 1 – Lab. Terapie
Cappa Biologica marca AHSI modello MaxiSafe 2030I 1.2	666333	42693984	Loc. 4 – Lab. Terapie
Cappa Biologica marca AHSI modello MaxiSafe 2030I 1.8	666335	42622686	Loc. 4 – Lab. Terapie
Frigorifero marca Angelantoni modello X-Cold 700/1 TN-GL	671597	LS20705	Loc. 3 – Zona Controllo
Frigorifero marca Smeg modello FV10G1A	668599	135078	Loc. 3 – Zona Controllo
Frigorifero marca Smeg modello FV10G1A	668598	075078	Loc. 3 – Zona Controllo
Frigorifero marca Angelantoni modello X-Cold 700/1 TN-GL	671594	LS20704	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca Angelantoni modello X-Cold 700/1 TN-GL	671595	LS20706	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca Angelantoni modello X-Cold 700/1 TN-GL	671593	LS20707	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca Angelantoni modello X-Cold 700/1 TN-GL	671596	LS20708	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca Angelantoni modello X-Cold 700/1 TN-GL	671592	LS20709	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca Angelantoni modello X-Cold 700/1 TN-GL	671591	LS20710	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca KW modello KLAB R700 V	614765	77920	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca Angelantoni modello EKO FRIGOLAB 1500 2 TN	RA56855	LS 04004	Loc. 8 – Frigo
Congelatore marca Arctiko modello FA-LF100	676045	4636	Loc. 8 – Frigo
Frigorifero marca Angelantoni modello BASIC 1500 2 TN	RA72/12	28740-01	Loc. 12 – Blocco 2, PR
Frigorifero marca Angelantoni modello FRIGOLAB 1500 2 TN	RA31152	33923-04	Loc. 12 – Blocco 2, PR

